

PROTHROMPLEX Total®

Prosedyre for rask reversering av Marevan-effekt ved intracerebral blødning

Prothromplex Total® (prothrombinkomplex) normaliserer INR raskt, men forbigående.

Konakion® virker etter 6-8 timer. De to må kombineres.

Alternativ til *Prothromplex*® er: *Octaplas*® eller *Octaplex*®, se Felleskatalog eller avdelingens prosedyrer.

Prothromplex Total® Doseringsforslag:

Pasient- vekt	INR 1,5-2,4			INR ≥2,5		
	Glass à 20 ml	= ml	=IE	Glass à 20 ml	= ml	=IE
40-60 kg	2	40	1200	3	60	1800
60-75 kg	3	60	1800	4	80	2400
≥75 kg	4	80	2400	4	80	2400

- Tabellen er basert på 25 - 50 IE/kg.
- Settes i.v. over 10-15 minutter.
- ***Konakion*® må gis i tillegg:** 10 mg langsomt i.v. (1 min).
- INR kontrolleres etter 1 time for effektmål og etter 12 og 24 t pga risiko for INR stigning og behov for ny dose *Prothromplex*® (sjeldent).